

VersaQuat®

VersaQuat® es un desinfectante y limpiador de un solo paso, listo para usar (RTU) y registrado en EPA, que utiliza la química bien consolidada y aceptada del amonio cuaternario con perfiles aceptables de residuos y seguridad. Con declaraciones de eficacia de amplio espectro, el mejor de su clase (30 declaraciones de eliminación), VersaQuat® ofrece una calidad constante y un uso intuitivo. Recomendado para su uso como desinfectante estándar como parte de un programa de rotación de desinfectantes, VersaQuat® es ideal para su uso en laboratorios, hospitales, entornos de atención de salud a domicilio y clínicas veterinarias, y también puede utilizarse en oficinas, escuelas, gimnasios y hogares. Rápido, eficaz y cómodo, VersaQuat® no es abrasivo y es compatible con diversas superficies duras y no porosas.



CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Mata el 99.99 % de bacterias, virus y hongos	• Mata la contaminación biológica común en las superficies
Calidad constante y uso intuitivo	• Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones • Ideal para la limpieza de grandes superficies
Utiliza química segura y eficaz	• Que no tenga olor fuerte permite una buena aceptabilidad de los usuarios • No se requiere eliminación especial
Botellas con doble bolsa	• Facilita la desinfección de transferencia a las salas limpias
No clasificado como corrosivo	• Se puede usar de manera segura en todas las superficies duras y no porosas
Listo para usar	• No es necesario mezclar

www.berkshire.com

Contacto: Tel 1 800 242 7000 / 1 413 528 2602
info@berkshire.com

Mod. BC_4020_03-2024

Norteam

Teléfono 1 413 528 2602

usa@berkshire.com

Europa

Teléfono 44 (0) 870 757 2877

enquiries@berkshire.uk.com

Sudest

Teléfono 65 6252 4313

enquiries@berkshire.com.sg

Japón

Teléfono 81 3 5827 2380

master@berkshire.co.jp

Bacterias	Tiempo de contacto
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)	2 minutos
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	2 minutos
<i>Salmonella enterica</i> (ATCC 10708)	2 minutos
<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a la meticilina (MRSA) (ATCC 33592)	2 minutos
<i>Enterococcus faecium</i> resistente a la vancomicina (ATCC 51559)	2 minutos
<i>Acinetobacter baumannii</i> resistente a múltiples medicamentos (MDR), resistente a la ceftazidima y gentamicina (ATCC BAA-1605)	2 minutos
<i>Escherichia coli</i> con betalactamasas de espectro extendido (ESBL) (ATCC BAA-196)	2 minutos
Virus	Tiempo de contacto
Virus de la influenza aviar (H5N1) NIBRG-14	30 segundos
Coronavirus 2 relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave USA-WA1/2020 BEI NR-52281	30 segundos
Rotavirus humano (ATCC VR-2018)	1 minuto
Norovirus (virus Norwalk)	2 minutos
Parvovirus canino	2 minutos
Rinovirus Tipo 14 (ATCC VR-284)	2 minutos
Calicivirus felino	2 minutos
Rinovirus Tipo 39	2 minutos
Moho	Tiempo de contacto
<i>Aspergillus niger</i> (ATCC 6275)	10 minutos

Aplicación del producto

- Limpieza de entornos controlados y limpieza general de instituciones/industrias: Limpiador y desinfectante de eficacia de amplio espectro (bacterias, virus y hongos) y en un paso.
- Superficies y equipos sensibles: La buena compatibilidad de superficies ofrece versatilidad y no daña.
- Instalaciones de atención médica y atención a largo plazo: En un paso y listo para usar, limpie y desinfecte eficaz y eficientemente superficies y equipos cercanos al paciente.
- Entornos hoteleros y escolares: Sin productos químicos fuertes, toxinas ni fragancias agregadas para una flexibilidad de uso.

Información del pedido

Producto	Número	Tamaño (Contenido neto)	Estilo	Botellas/caja
VersaQuat®	VQUAT6Q	946 ml (32 fl oz) 946 ml (32 fl oz)	Botella con rociador con gatillo	6
VersaQuat®	VQUAT4G	3.785 litros (1 galón)	Botella redonda	4



Toallas recomendadas para usar con este producto:

Producto
Durx® 670
Durx® 770
Polx® no tejido
ValuClean® Plus
MicroSeal® - VP